

Anticuerpo Policlonal De Conejo Dimetil-Histona H3 (K79) (Q16695/P68431) Para Wb, Elisa, Chip

Número de artículo: CM0000253



Introducción

pAb de conejo DiMetil-Histona H3-K79 validado para Western blot, ELISA y ChIP. Reconoce H3K79me2 humana, de ratón y de rata. Adecuado para investigación epigenética y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo DiMetil-Histona H3-K79
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K79
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintético dimetilado alrededor de K79 de la histona H3 humana (NP_003520.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo