


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dimetil-Histona H3-K79 (Q16695/P68431) - Validado Para Wb, Ihc-P, Chip-Seq

Número de artículo: CM0000393



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Histona H3 dimetilada en Lisina 79 (H3K79me2). Reconoce H3 humana, de ratón y de rata. Apto para WB, IHC-P, IF, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Ideal para investigación epigenética y estudios de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-DiMetil-Histona H3-K79
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K79
Especie	Humana
GeneID (humano)	H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, H3-4
GeneID	8290, 8350
Inmunógeno	Un péptido sintético dimetilado alrededor de K79 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular de la Proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo