

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Dimethyl-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip

Número de artículo: CM0000397



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo purificado por afinidad contra histona H3 dimetilada en lisina 9 (H3K9me2). Adecuado para WB, DB, IHC-P, ELISA y ChIP. Reacciona de forma cruzada con humanos, ratones, ratas y una amplia gama de especies. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DiMethyl-Histona H3-K9 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histona H3-K9
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido dimetilado sintético alrededor de K9 de la Histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango amplio predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo