

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Dimetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Investigación Epigenética | Wb, Chip, If/Icc

Número de artículo: CM0000390



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DiMetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) validado para WB, ChIP, IF/ICC y más. Reacciona con humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para estudios epigenéticos y de cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | DiMetil-Histona H3-K9 pAb de Conejo                                                                                                           |
| Observaciones/Alías | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Histona H3-K9                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                        |
| ID de Gen (HUMANO)  | H3                                                                                                                                            |
| ID de Gen           | 8290/8350                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la histona H3 humana (NP_003520.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos Metilados                                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)                                                                                             |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 15 kDa                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                |