


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Dimetil-Histona H4-K20 (P62805) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000292



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo DiMetil-Histona H4-K20 (P62805) validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Se dirige a la lisina 20 dimetilada de la histona H4. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DiMetil-Histona H4-K20 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMetil-Histona H4-K20
Especie	Humano
GenelD (humano)	8359/8370
GenelD	8359
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo