


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Dimetil-Histona H4-K20 (P62805) - Validado Para Wb, Db, Ihc-P, Elisa En Estudios De Epigenética

Número de artículo: CM0000321



Introducción

Detecta específicamente la lisina 20 dimetilada de la histona H4 humana (P62805). Ideal para WB, DB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a Humano, Ratón, Rata y un rango amplio predicho. Adecuado para aplicaciones de biología de la cromatina y IVD epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo DiMetil-Histona H4-K20
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMetil-Histona H4-K20
Especie	Humano
GeneID (humano)	8359/8370
GeneID	8359
Inmunógeno	Un péptido sintético dimetilado alrededor de K20 de la histona H4 humana (NP_003539.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo