


Pab De Conejo Anti-Histona H4-K20 Dimetilada (P62805) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000381



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la histona H4 dimetilada en la lisina 20 (H4K20me2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humanos, ratones, ratas y una amplia gama de especies. Detecta una banda de ~11 kDa; se suministra en formato líquido y se envía en bolsas de hielo. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-histona H4-K20 dimetilada
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; histona H4-K20 dimetilada
Especie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido dimetilado sintético alrededor de la K20 de la histona H4 humana (NP_003529.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata, otros (amplia gama predicha)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo