

Disc1 Mab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nri5

Número de artículo: CM0005798



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra DISC1 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre neurogénesis, desarrollo cerebral y esquizofrenia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DISC1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	SCZD9; C1orf136; DISC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	27185
GeneID	27185
Inmunógeno	`Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRI5
Peso proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo