

Anticuerpo Policlonal De Conejo Dlat Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Bmf4

Número de artículo: CM0025726

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DLAT contra dihidrolipoamida acetiltransferasa de ratón (PDC-E2). Validado en WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Para estudios metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DLAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DLTA; PDC-E2; 6332404G05Rik
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	1737
GenelD	235339
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 86-305 del DLAT de ratón (NP_663589.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8BMF4
Peso Proteico	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo