

Dlgap5 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15398

Número de artículo: CM0020862



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DLGAP5 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot, IF/ICC y ELISA. Se dirige a DLGAP5 humana (DLG7/HURP), un regulador del ciclo celular y un posible biomarcador de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DLGAP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DLG7; HURP; DLGAP5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9787
GeneID	9787
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 547-846 de DLGAP5 humana (NP_055565.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15398
Peso proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo