

Mab De Conejo Anti-Dlx5 Para Wb, Elisa - P56178

Número de artículo: CM0009354



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo anti-DLX5 detecta DLX5 humano, un factor de transcripción esencial para la diferenciación de osteoblastos y el desarrollo óseo. Aplicaciones: WB, ELISA. Ideal para la investigación de la biología ósea y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DLX5
Observaciones/alias	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Especie	Humana
ID génico (humano)	1749
ID génico	1749
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de DLX5 humano (P56178).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P56178
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo