

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Dmgdh Para Wb, If-P, Elisa - Q9Ui17

Número de artículo: CM0007563



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo DMGDH es un anticuerpo monoclonal validado para WB, IF-P, ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la dimetilglicina deshidrogenasa mitocondrial en el metabolismo de la glicina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo DMGDH
Observaciones/Alias	DMGDHD; ME2GLYDH
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	29958
ID del Gen	29958
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 472-866 de DMGDH humano (NP_037523.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Ui17
Peso Proteico	45KD/97kDa
Envío	Bolsa de hielo