

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Dmp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13316

Número de artículo: CM0005574

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-DMP1 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Se dirige a la fosfoproteína ácida 1 de la matriz dentinaria humana (DMP1), de 56 kDa, involucrada en la mineralización de huesos y dientes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DMP1 Rabbit mAb
Abreviaturas/Alias	ARHP; ARHR; DMP-1
Especie	Humano
GenelD	1758
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 413-513 de DMP1 humano (NP_004398.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13316
Peso proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo