

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Dnaja4 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Ww22

Número de artículo: CM0003573

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo DNAJA4 validado para WB, IP, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación sobre la actividad de chaperonas localizadas en membrana, el splicing alternativo y estudios de proteínas de dedo de zinc.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJA4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MST104, MSTP104, PRO1472, DNAJA4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55466
ID de Gen	55466
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-397 del DNAJA4 humano (NP_057538.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8WW22
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo