

Dnajc17 Conejo Pab - Q9Nvm6

Número de artículo: CM0024237



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la DNAJC17 humana, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Reconoce una proteína de ~35 kDa. Útil para investigar la regulación transcripcional mediada por PAX8 y la investigación relacionada con chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DNAJC17 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DNAJC17
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55192
GeneID	55192
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-304 de la DNAJC17 humana (NP_060633.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NVM6
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo