

## Dnmt1 Pab De Conejo Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Número de artículo: CM0028888



### Introducción

DNMT1 pAb de conejo es un anticuerpo policlonal de conejo contra la DNMT1 humana, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Ideal para investigación sobre metilación del ADN, herencia epigenética y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto  | DNMT1 pAb de conejo                                                                                                                                 |
| Observaciones/Alíase | AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1                                                                                                |
| Especie              | Humano                                                                                                                                              |
| ID del gen (Humano)  | 1786                                                                                                                                                |
| ID del gen           | 1786                                                                                                                                                |
| Inmunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 760-1109 de DNMT1 (NP_001370.1). |
| Origen               | Conejo                                                                                                                                              |
| Categoría            | Anticuerpos policlonales                                                                                                                            |
| Aplicación           | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                               |
| Reactividad cruzada  | Humano                                                                                                                                              |
| SWISS                | P26358                                                                                                                                              |
| Peso de la proteína  | 183 kDa                                                                                                                                             |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                                      |