


Dnmt3A Pab De Conejo Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K1

Número de artículo: CM0021398



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad que se dirige a DNMT3A, validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta DNMT3A humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de metilación de ADN de novo y epigenéticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DNMT3A pAb de conejo
Observaciones / Alias	TBR5; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIIIA; DNMT3A
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1788
ID de gen	1788
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-132 del DNMT3A humano (NP_072046.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6K1
Peso proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo