


Transportador De Dopamina/Dat Mab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01959

Número de artículo: CM0005396



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al transportador de dopamina humano (DAT) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización dopaminérgica y la neurodegeneración. SWISS: Q01959.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Transportador de Dopamina/DAT mAb de Conejo
Observaciones/Alias	DAT; DAT1; PKDYS; PKDYS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6531
GeneID	6531
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q01959
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo