

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Dpp3 Para Wb, Elisa - Q9Ny33

Número de artículo: CM0030392



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DPP3 validado para WB y ELISA. Detecta DPP3 humano, de ratón y de rata, una metaloproteasa citosólica de zinc que escinde péptidos bioactivos como las angiotensinas y las encefalinas. Ideal para el desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DPP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DPPIII; DPP3
Especie	Humano
ID genético	10072
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de DPP3 humano (NP_569710.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NY33
Peso molecular	83kDa
Envío	Bolsa de hielo