


Anticuerpo Policlonal De Conejo Drd2 Para Wb Y Elisa - P14416

Número de artículo: CM0016640



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al receptor de dopamina D2 humano (DRD2). Validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de ~51 kDa. Ideal para investigación en neurociencia y señalización de RCPG.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DRD2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	D2R; D2DR; DRD2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1813
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del DRD2 humano (NP_000786.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14416
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo