

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dtl Para Wb Y Elisa - Q9Nzj0

Número de artículo: CM0017440



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DTL validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con DTL de ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación del ciclo celular, la respuesta al daño del ADN y las vías de ubiquitinación en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DTL pAb de conejo
Observaciones/alias	CDT2; RAMP; DCAF2; L2DTL; DTL
Especie	Humana
ID del gen (humano)	51514
ID del gen	51514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 541-730 de DTL humano (NP_057532.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9NZJ0
Peso de la proteína	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo