


Anticuerpo Policlonico Dusp12 (Conejo) Para Wb Y Elisa - Q9Uni6

Número de artículo: CM0017271



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra DUSP12 validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Detecta la fosfatasa de doble especificidad 12 (38 kDa) implicada en la desfosforilación de residuos de tirosina y serina/treonina. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DUSP12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YVH1; DUSP1; DUSP12
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	11266
ID del Gen	11266
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-270 de la DUSP12 humana (NP_009171.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UNI6
Peso de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo