


Anticuerpo Policlonal Conejo Dusp4 Para Wb, Elisa - Q13115

Número de artículo: CM0026145



Introducción

El anticuerpo policlonal conejo DUSP4 detecta DUSP4/MKP-2 humano en WB y ELISA. Se dirige a la fosfatasa de doble especificidad que desfosforila ERK1/2, con un peso molecular predicho de ~43 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo DUSP4
Observaciones/Alias	TYP, HVH2, MKP2, MKP-2, DUSP4
Especie	Humano
GeneID (humano)	1846
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-168 de DUSP4 humano (NP_001385.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13115
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo