

Dut Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P33316

Número de artículo: CM0006605



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra DUT humana (dUTPasa), validado en WB y ELISA. Inmunógeno recombinante C-terminal; 27 kDa; reacciona cruzadamente con humano. Ideal para la investigación del metabolismo de nucleótidos y la replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DUT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BMFDMS; dUTPase; DUT
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1854
ID de gen	1854
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-252 de DUT humana (NP_001020419.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P33316
Peso proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo