


Anticuerpo Policlonal De Conejo Dvl2 Para If/Icc, Elisa - O14641

Número de artículo: CM0027382



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DVL2 validado para IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con Ratón. Dirigido a DVL2 humano (UniProt O14641), un mediador clave de la señalización Wnt. Ideal para investigación en desarrollo y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DVL2
Observaciones/Alias	DVL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1856
GeneID	1856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-700 de DVL2 humano (NP_004413.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O14641
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo