


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Dync1Li2 Para Wb - O43237

Número de artículo: CM0021933



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la cadena intermedia ligera 2 de la dineína (DYNC1LI2), implicada en el transporte de vesículas basado en microtúbulos; validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra DYNC1LI2
Observaciones/alias	LIC2; DNCL12; DYNC1LI2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1783
ID del gen	1783
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 328-492 de DYNC1LI2 humano (NP_006132.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O43237
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo