

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Disferlina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75923

Número de artículo: CM0003779



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Disferlina validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Específico para la Disferlina humana (237 kDa), un sensor de calcio en la reparación de membranas. Ideal para aplicaciones de investigación en enfermedades neuromusculares y biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Disferlina (mAb)
Observaciones/Alias	MMD1; FER1L1; LGMD2B; LGMDR2; Disferlina (Romeo)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8291
GeneID	8291
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la Disferlina humana (Romeo) (O75923).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75923
Peso Molecular de la Proteína	237kDa
Envío	Bolsa de hielo