


## Anticuerpo Policlonal De Conejo E2F1 Para Wb Y Elisa - Q01094

Número de artículo: CM0023645



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el factor de transcripción humano E2F1, validado para WB y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación del ciclo celular y apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | E2F1 pAb de Conejo                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 1869                                                                                                                                |
| GeneID              | 1869                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-437 del E2F1 humano (NP_005216.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | Q01094                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 47kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |