

Anticuerpo Policlonal De Conejo E2F6 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O75461

Número de artículo: CM0027995

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción E2F6 humano. Adecuado para aplicaciones WB, IF/ICC, IP, ELISA y ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para la investigación del ciclo celular y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	E2F6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	E2F-6; E2F6
Especie	Humano
GeneID	1876
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-281 del E2F6 humano (NP_937987.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75461
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo