


Ebf1 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q9Uh73

Número de artículo: CM0016207



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra EBF1 humano, validado en WB y ELISA. Ideal para la investigación de células B y el desarrollo de ensayos IVD, dirigido al factor de transcripción pionero COE1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EBF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EBF; COE1; OLF1; O/E-1; EBF1
Especie	Humano
GeneID	1879
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-591 de EBF1 humano (NP_076870.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UH73
Peso proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo