

Ece1 Conejillo Pab - P42892

Número de artículo: CM0019453



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ECE1 humano (enzima convertidora de endotelina 1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de ~87 kDa. Ideal para la investigación del procesamiento de endotelina-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ECE1 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	ECE; ECE1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1889
GeneID	1889
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 670-770 de ECE1 humano (NP_001388.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42892
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo