


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ech1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13011

Número de artículo: CM0013466



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ECH1 validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con ECH1 humano, de ratón y de rata; se dirige a la delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoil-CoA isomerasa en la beta-oxidación de ácidos grasos; para investigación mitocondrial y peroxisomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Policlonal de Conejo ECH1 (pAb)
Observaciones/Alias	HPXEL; ECH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1891
GeneID	1891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-328 de ECH1 humano (NP_001389.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13011
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo