

Eda Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92838

Número de artículo: CM0026848



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a EDA humana (Ectodisplasina-A). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reactividad cruzada con ratón y rata. Uso en investigación en biología del desarrollo y estudios de displasia ectodérmica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	EDA pAb de conejo
Observaciones/Alias	ED1; HED; EDA1; EDA2; HED1; ODT1; XHED; ECTD1; XLHED; ED1-A1; ED1-A2; EDA-A1; EDA-A2; TNLG7C; STHAGX1; EDA
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1896
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 62-182 de EDA humana (NP_001390.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92838
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo