

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Eed Para Wb, If, Ip, Elisa - 075530

Número de artículo: CM0027655



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EED humano (Proteína Polycomb EED, HEED, WAIT-1). Adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación epigenética y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EED Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8726
ID de Gen	8726
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-400 de EED humano (NP_694536.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075530
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo