


Eef2 Mab De Conejo - P13639

Número de artículo: CM0006228



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante dirigido contra el factor de elongación 2 humano (eEF2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre elongación de la traducción y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	eEF2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1938
GeneID	1938
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 759-858 de eEF2 humano (P13639).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13639
Peso de la proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo