


Eefsec Rabbit Pab - P57772

Número de artículo: CM0019514



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la EEFSEC (SELB) humana, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce el factor de elongación específico de la selenocisteína involucrado en la traducción de selenoproteínas. Útil para estudiar la biosíntesis de selenoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EEFSEC Rabbit pAb
Notas / Alias	SELB, EFSEC, EEFSEC
Especie	Humano
GeneID (humano)	60678
GeneID	60678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 347-596 de la EEFSEC humana (NP_068756.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P57772
Peso molecular de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo