


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra El Receptor De Egf (Específico De E746-A750Del) Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0018931



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo detecta el receptor de EGF con la delección E746-A750. Validado para WB y ELISA, reacciona con muestras humanas. Adecuado para la investigación del cáncer y estudios de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Receptor de EGF (específico de E746-A750del), pAb de conejo
Observaciones/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Especie	Humana
GeneID (humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Proteína recombinante del receptor de EGF humano (específica de E746-A750del)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P00533
Peso molecular de la proteína	134 kDa
Envío	Bolsa de hielo