


Egfr Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0016303



Introducción

EGFR pAb de conejo (policlonal) validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante que abarca los aminoácidos 1021-1210. Adecuado para estudios de cáncer y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EGFR pAb de conejo
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1021-1210 del EGFR humano (NP_005219.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo