


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Egfr Para Wb, Ip, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0020151



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el EGFR humano (ErbB-1, HER1). Validado para WB, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización de receptores de tirosina quinasa y oncología. 134 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EGFR pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Especie	Humano
GeneID	1956
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1100-1200 del EGFR humano (NP_005219.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo