

Ehd4 Conejillo Pab Para Wb Y Elisa - Q9H223

Número de artículo: CM0014633

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra EHD4/PAST4, validado para Western blot y ELISA. Detecta EHD4 humano y de ratón (~61 kDa). EHD4 funciona en el transporte endosomal temprano y la angiogénesis, relevante para la investigación oncológica y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EHD4 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	PAST4; EHD4
Especie	Humano
ID del Gen	30844
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 362-541 de EHD4 humano (NP_644670.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H223
Peso Molecular de la Proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de Hielo