


Anticuerpo Policlonal De Conejo Eif2S2 Para Wb, Elisa - P41091

Número de artículo: CM0027734



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo EIF2S3 fiable para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Se dirige al factor de iniciación de la traducción eIF2-gamma, adecuado para la investigación de síntesis de proteínas y estudios del complejo eIF2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF2S3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1968
GeneID	1968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 173-472 del EIF2S3 humano (NP_001406.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P41091
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo