


Anticuerpo Policlonal De Conejo Eif3F (Pab) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00303

Número de artículo: CM0028945



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF3F humano (eIF3-p47, MRT67, EIF3S5). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de iniciación de la traducción y señalización Notch. ~38 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF3F pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MRT67; EIF3S5; eIF3-p47; EIF3F
Especie	Humano
GenelD (humano)	8665
GenelD	8665
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 88-357 del EIF3F humano (NP_003745.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00303
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo