


Anticuerpo Policlonal De Conejo Eif3H Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O15372

Número de artículo: CM0014989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF3H (eIF3-p40), validado para WB, IP, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la iniciación de la traducción y la síntesis de proteínas. - O15372

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF3H pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EIF3S3; eIF3-p40; eIF3-gamma; EIF3H
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8667
GeneID	8667
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-340 del EIF3H humano (NP_003747.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15372
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo