

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Eif4A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Número de artículo: CM0006734



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra eIF4A1 (DDX2A) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reconoce eIF4A1 de humano, ratón, rata y mono: ideal para investigación de iniciación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra eIF4A1
Notas/Alias	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1973
ID de gen	1973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de eIF4A1 humano (NP_001407.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P60842
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo