

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Eif4Enif1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nra8

Número de artículo: CM0017659



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF4ENIF1 (pAb) para WB, IF/ICC, ELISA. Dirigido contra el transportador del factor eucariota de iniciación de la traducción 4E, un componente clave de los cuerpos P que regula la estabilidad y la traducción del ARNm. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	EIF4ENIF1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	4E-T; Clast4; EIF4ENIF1
Especie	Humano
GeneID	56478
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de EIF4ENIF1 humano (NP_001157973.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NRA8
Peso de la proteína	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo