

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Eif4G2/P97 Para Wb, Ihc-P, Ip Y Elisa - P78344

Número de artículo: CM0006275



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo EIF4G2/p97 para western blot, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de iniciación de la traducción y apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo EIF4G2/p97                                                                                              |
| Observaciones/Alias | P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GenelD (humano)     | 1982                                                                                                                                    |
| GenelD              | 1982                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-490 de EIF4G2/p97 humano (NP_001409.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                     |
| SWISS               | P78344                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 102kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |