

Pab De Conejo Anti-Eif5A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63241

Número de artículo: CM0023160



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra eIF5A humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con eIF5A humana y de ratón, proteína involucrada en la elongación de la traducción y el rescate de ribosomas. Ideal para investigación en síntesis de proteínas, apoptosis y replicación viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-eIF5A
Observaciones/Alias	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5AI; eIF5A
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	1984
ID de gen	1984
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-154 de eIF5A humana (NP_001137234.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P63241
Peso molecular de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo