


Anticuerpo Policlonal De Conejo Eif6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56537

Número de artículo: CM0022452



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra EIF6 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta EIF6 endógeno (27kDa) con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre el inicio de la traducción y la biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	EIF6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAB; EIF3A; eIF-6; p27BBP; ITGB4BP; b(2)gcn; p27(BBP); EIF6
Especie	Humano
ID de Gen	3692
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-245 del EIF6 humano (NP_852133.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56537
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo