

Elac2 Rabbit Pab - Q9Bq52

Número de artículo: CM0028690



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ELAC2 validado para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA; detecta ELAC2 humano, de ratón y de rata, una endonucleasa de procesamiento de tRNA mitocondrial implicada en la maduración del ARN y el ensamblaje del ribosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELAC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ELC2; HPC2; COXPD17; ELAC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	60528
GeneID	60528
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BQ52
Peso proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo