

Elapor1 Acp Policlonal De Conejo - Q6Uxg2

Número de artículo: CM0020119

Introducción

ELAPOR1 Acp policlonal de conejo es un anticuerpo policlonal para WB y ELISA, que detecta ELAPOR1 (111 kDa) de humano, ratón y rata. Este regulador de apoptosis y autofagia asociado a endosomas/lisosomas es ideal para investigación de cáncer y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ELAPOR1 Acp policlonal de conejo
Observaciones/Alías	EIG121; KIAA1324; ELAPOR1
Especie	Humano
ID de gen (humano)	57535
ID de gen	57535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-130 de ELAPOR1 humano (NP_065826.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UXG2
Peso de la proteína	111 kDa
Envío	Bolsa de hielo